



LABORATORY AND MEDICAL EQUIPMENT

Laboratorní a zdravotnická technika OPTING servis

Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava 10, CZECH REPUBLIC

596241785; 596 241 960 fax 596 241 852 GSM 603 464 790

www.optingservis.cz E-mail: optingservis@optingservis.cz

Wirówki laboratoryjne

Laboratory centrifuges

	<i>pl</i>	<i>en</i>
11	- WIRNIKI KĄTOWE	ANGLE ROTORS
12	- WIRNIKI HORYZONTALNE	SWING-OUT ROTORS
13	- POJEMNIKI	BUCKETS
14	- WKŁADKI	INSERTS
15	- PROBÓWKI	TUBES

WIRÓWKI CENTRIFUGES



54



55



56



215



223 a/b/c/e/es

WIRÓWKI CENTRIFUGES



251



351e

















260/R/RH



352/R/RH







































380/R

<p>11101 30° 6x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-54 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 8,3 cm 5800 rpm, 3120 RCF</p>	<p>11140 30° 6x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-56 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 8,3 cm 6000 rpm, 3340 RCF</p>	<p>11141 30° 8x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-56 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 8,3 cm 6000 rpm, 3340 RCF</p>	<p>11144 30° 4x10/15 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-54 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 8,3 cm 5800 rpm, 3120 RCF</p>	<p>11145 30° 8x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-54 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 8,3 cm 5800 rpm, 3120 RCF</p>	<p>11198 <i>HU</i> 45° 12x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-215 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 6,1 cm 13000 rpm, 11500 RCF</p>
<p>11199 <i>HU</i> 45° 12x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251,260, 351,352 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 6,65 cm 18000 rpm, 24088 RCF</p>	<p>11201 <i>HU</i> 45° 2x8, 2x4 x0,2PCR</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-55, 56 R_{max} = 5,6 cm 14500 rpm, 13163 RCF</p>	<p>11202 <i>HU</i> 45° 12x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-55, 56 Wkładka/Adaptor: 14084, 14133 R_{max} = 6,5 cm 14500 rpm, 15279 RCF</p>	<p>11203 <i>HU</i> 45° 18x0,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-55, 56 Wkładka/Adaptor: 14134 R_{max} = 5,9 cm 14500 rpm, 13868 RCF</p>	<p>11204 <i>HU</i> 45° 24x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-55, 56 Wkładka/Adaptor: 14084, 14133 R_{max} = 6,5 cm 14500 rpm, 15279 RCF</p>	<p>11210 30° 24x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352, 351e Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 14,3 cm 5000 rpm, 3996 RCF</p>
<p>11211 30° 10x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352, (351e po wyczerpaniu 11254) Pojemnik/Bucket: 13275, 13276 R_{max} = 13,3 cm 5500 rpm, 4498 RCF</p>	<p>11213 30° 8x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW- 251, 260, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13275, 13276 R_{max} = 12,5 cm; 5500 rpm, 4227 RCF</p>				










<p>11215 45° 32x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351e Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 14,5 cm 4500 rpm, 3283 RCF</p>	<p>11216 <i>HU</i> 45° 12x5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 R_{max} = 8,7 cm 14000 rpm, 19064 RCF</p>	<p>11217 30° 10x10/15 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 10,5 cm 6000 rpm, 4226 RCF</p>	<p>11237 30° 12x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, es Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 11,9 cm 5000 rpm, 3326 RCF</p>	<p>11254 30° 10x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351e Pojemnik/Bucket: 13275, 13276 R_{max} = 13,3 cm 4500 rpm, 3011 RCF</p>	<p>11257 45° 4x30/25 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, es Pojemnik/Bucket: 13329 R_{max} = 11,9 cm 5000 rpm, 3326 RCF</p>
<p>11259 <i>HU</i> 45° 30x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,7 cm 15000 rpm, 24400 RCF</p>	<p>11273 <i>HU</i> 30° 8x30 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 8,7 cm 12000 rpm, 14000 RCF</p>	<p>11329 30° 10x30/25 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13329 R_{max} = 12 cm 4000 rpm, 2146 RCF</p>	<p>11332 30° 12x30/25 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13329 R_{max} = 12 cm 4000 rpm, 2146 RCF</p>	<p>11333 30° 10x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13276 R_{max} = 11,7 cm 4000 rpm, 2092 RCF</p>	<p>11456 30° 36x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 14,3 cm 5000 rpm, 3996 RCF</p>
<p>11457 <i>HU</i> 30° 6x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14071, 14073, 14089 R_{max} = 9,6 cm 10000 rpm, 10732 RCF</p>	<p>11458 <i>HU</i> 30° 6x30 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 7,8 cm 15000 rpm, 19621 RCF</p>	<p>11459 <i>HU</i> 30° 12x10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14149 R_{max} = 8,5 cm 15000 rpm, 21381 RCF</p>	<p>11460 <i>HU</i> 45° 36x0,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14134 R_{max} = 8,2 cm 18000 rpm, 29703 RCF</p>	<p>11461 <i>HU</i> 45° 24x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251,260, 351 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm 18000 rpm, 30065 RCF</p>	<p>11462 <i>HU</i> 45° 36x2/1,5</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251,260, 351 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm 18000 rpm, 30065 RCF</p>

<p>11465 30° 30x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351e, 351 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 13,3 cm 5200 rpm, 4020 RCF</p>	<p>11466 <i>HU</i> 30° 10x15 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 9,6 cm 10000 rpm, 10732 RCF</p>	<p>11467 <i>HU</i> 30° 12x10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 9,4 cm 12000 rpm, 15133 RCF</p>	<p>11468 <i>HU</i> 45° 6x8x0,2 ml - PCR</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 9,5 cm 12000 rpm, 15294 RCF</p>	<p>11469 <i>HU</i> 30° 6x50 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14035, 14036 R_{max} = 9,0 cm 12000 rpm, 14490 RCF</p>	<p>11478 <i>HU</i> 45° 36x0,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-215 Wkładka/Adaptor: 14134 R_{max} = 8,2 cm 13000 rpm, 15493 RCF</p>
<p>11486 30° 24x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 11,7 cm 4000 rpm, 2092 RCF</p>	<p>11487 45° 8x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, es Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 11,5 cm 5000 rpm, 3214 RCF</p>	<p>11496 <i>HU</i> 30° 4x85 ml i 4x30 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 9,5 cm 10000 rpm, 10621 RCF</p>	<p>11501 kątowy/angle 30° 30x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351, 352 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 13,3 cm; 5200 rpm, 4020 RCF</p>	<p>11502 kątowy/angle 30° 30x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 13,3 cm 4000 rpm, 2379 RCF</p>	<p>11503 kątowy/angle 40° 8x butelki/bottles Babcock (Gerber 5406)</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351, 352 Pojemnik/Bucket: 13504 R_{max} = 16,4 cm; 2000 rpm, 733 RCF</p>
<p>11585 <i>HU</i> 45° 12x8x0,2 ml PCR</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 R_{max} = 9,5 cm 14000 rpm, 20817 RCF</p>	<p>11586 30° 6x85 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Pojemnik/Bucket: 13587 R_{max} = 11,1 cm 7000 rpm, 6080 RCF</p>	<p>11715 <i>HU</i> 30° 10x10 ml (75 mm)</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 R_{max} = 7,1 cm 14000 rpm, 15558 RCF</p>			

<p>11716 45° 4x8x0,2 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 R_{max} = 7,0 cm 14000 rpm, 15339 RCF</p>	<p>11717 45° 18x2 ml filtr</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm 14000 rpm, 18187 RCF</p>	<p>11718 30° 4x100 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251,260, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13719, 14192c R_{max} = 11,3 cm 6300 rpm, 5014 RCF</p>	<p>11720 kątowy/angle 45° 4x60 ml Orthokin II</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223es Pojemnik/Bucket: 13721 R_{max} = 13 cm 5000 rpm, 3633 RCF</p>	<p>11731 45° 24x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R, 215 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm 14000 rpm, 18187 RCF</p>	<p>11732 U 45° 36x2/1,5 ml</p>  <p>14133 R_{max} = 8,3 cm 14000 rpm, 18187 RCF</p>
<p>11733 45° 36x0,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R, 215 Wkładka/Adaptor: 14134 R_{max} = 8,2 cm 14000 rpm, 17968 RCF</p>	<p>11734 45° 4x8x0,2 ml PCR</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R, 215 R_{max} = 7,0 cm 14000 rpm, 15339 RCF</p>	<p>11735 45° 24x2 ml filtr</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,2 cm 14000 rpm, 20160 RCF</p>	<p>11738 45° 18x2 ml filtr</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R, 215 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm; 14000 rpm, 18187 RCF</p>	<p>11739 45° 24x2 ml filtr</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,2 cm 15000 rpm, 23142 RCF</p>	<p>11740 30° 12x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 12 cm 5500 rpm, 4058 RCF</p>
<p>11741 30° 8x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 10,5 cm 6000 rpm, 4226 RCF</p>	<p>11742 45° 4x30/25 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 Pojemnik/Bucket: 13329 R_{max} = 12 cm 6000 rpm, 4829 RCF</p>	<p>11743 30° 12x30/25 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351e, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13329 R_{max} = 12 cm 5500 rpm, 4058 RCF</p>	<p>11744 30° 10x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 Pojemnik/Bucket: 13276 R_{max} = 12,5 cm 4500 rpm, 2830 RCF</p>	<p>11745 30° 24x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 12 cm 5000 rpm, 3354 RCF</p>	<p>11746 30° 6x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351,352 Pojemnik/Bucket: 13276 R_{max} = 11,0 cm 6000 rpm, 4427 RCF</p>



<p>11761 HU 45° 30x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,7 cm 16400 rpm, 29168 RCF</p>	<p>11762 HU 45° 36x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,3 cm 18000 rpm, 30065 RCF</p>	<p>11763 HU 45° 48x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,4 cm 16400 rpm, 28265 RCF</p>	<p>11765 HU 45° 12x8x0,2 ml PCR</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 R_{max} = 9,5 cm 16400 rpm, 28566 RCF</p>	<p>11766 HU 45° 12x10 ml/81mm</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 R_{max} = 8,6 cm 18000 rpm, 31150 RCF</p>	<p>11767 HU 30° 12x10 ml 100mm</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 R_{max} = 9,4 cm 14000 rpm, 20598 RCF</p>
<p>11769 HU 45° 60x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 9,7 cm 16400 rpm, 29168 RCF</p>	<p>11770 HU 30° 12x15 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 R_{max} = 10,6 cm 14000 rpm, 23227 RCF</p>	<p>11772 HU 30° 8x30 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 R_{max} = 8,7 cm 17500 rpm, 29787 RCF</p>	<p>11773 HU 30° 6x50 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14036 R_{max} = 9,2 cm 14500 rpm, 21625 RCF</p>	<p>11775 HU 30° 8x50 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14035, 14036 R_{max} = 9,7 cm 14000 rpm, 21255 RCF</p>	<p>11776 HU 30° 8x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14071, 14073, 14089 R_{max} = 10,8 cm 14000 rpm, 23666 RCF</p>
<p>11777 HU 25° 4x250 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14017 R_{max} = 12,6 cm 10000 rpm, 14086 RCF</p>	<p>11778 HU 30° 6x94/85 ml Nalgene</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14855, 14856 R_{max} = 11,0 cm 12000 rpm, 17710 RCF</p>	<p>11779 HU 45° 36x2 ml filtr</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Wkładka/Adaptor: 14084, 14126, 14133 R_{max} = 8,8 cm 15000 rpm, 22136 RCF</p>	<p>11780 HU 30° 12x50 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13275, 13276 R_{max} = 14,7 cm 4500 rpm, 3328 RCF</p>	<p>11784 HU 30° 36x15 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 14,3 cm 5000 rpm, 3996 RCF</p>	<p>11785 HU kątowy/angle 30° 48x15 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 16,3 cm 4700 rpm, 4025 RCF</p>

<p>12172 HU bębnowy/drum 6kaset 20x0,4/0,2 ml 10x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-260, 351,352 Kasety/cassettes: 14000, 14002 R_{max} = 7,0 cm 14500 rpm, 16450 RCF</p>	<p>12177 4x250 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Pojemnik/Bucket: 13174, 13178, 13180 R_{max} = 16,9 cm 5000 rpm, 4724 RCF</p>	<p>12183 4x100 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, 251, 260 Pojemnik/Bucket: 13182, 13184, 13195, 13266, 13267/c R_{max} = 13,8 cm; 4000 rpm, 2469 RCF</p>	<p>12193 8x15/10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, 251, 260 Pojemnik/Bucket: 13080, 13081 R_{max} = 14,0 cm 4000 rpm, 2504 RCF</p>	<p>12205 hematokrytowy/hematorcit 24 kap./cap. 19 µl (1,3x50mm)</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-55 R_{max} = 6,2 cm 14500 rpm, 14574 RCF</p>	<p>12218 titracyjny/MTP</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223c, 251, 260 Zawieszka/Hanger: 13219 R_{max} = 9,1 cm; 3000 rpm, 916 RCF 2500 rpm, 636 RCF</p>
<p>12232 4x70 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e, 251, 260 Pojemnik/Bucket: 13170, 13233 R_{max} = 12,9 cm 4000 rpm, 2308 RCF</p>	<p>12270 12 kart żelowych/gel cards</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223a Pojemnik/Bucket: 12xPojemnik/Bucket do testów kolumnowych R_{max} = 7,6 cm 1000 rpm, 85 RCF</p>	<p>12271 cytologiczny/CYTO</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223c Pojemnik/Bucket: 4x13606 R_{max} = 11,0 cm 2500 rpm, 750 RCF</p>	<p>12285 titracyjny/MTP</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351e, 351,352 Zawieszka/Hanger: 2x13286 R_{max} = 11,6 cm 4300 rpm, 2397 RCF</p>	<p>12300 hematokrytowy/hematorcit 24 kapilary 37 µl</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-251, 260, 351,352 R_{max} = 8,9 cm 13000 rpm, 16816 RCF</p>	<p>12331 4x10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223b Pojemnik/Bucket: 13081, 13083 R_{max} = 13,0 cm 4000 rpm, 2320 RCF</p>
<p>12436 4x200 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351e, Pojemnik/Bucket: 13042, 13045, 13437, 13438, 13593 Zawieszki: 13044, 13129 R_{max} = 14,6 cm 5200 rpm, 4413 RCF</p>	<p>12451 titracyjny/MTP</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Zawieszka/Hanger: 2x13307 R_{max} = 10,3 cm 3000 rpm, 1036 RCF</p>	<p>12452 cytologiczny/CYTO 4 próbki CYTO/cyto samples</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Zawieszka/Hanger: 4x13606 R_{max} = 11,0 cm 2500 rpm, 750 RCF</p>	<p>12464 HU 24x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Zawieszka/Hanger: 6x13483 R_{max} = 7,3 cm 14000 rpm, 15996 RCF</p>	<p>12480 hematokrytowy/hematorcit 24 kapilary 37 µl (1,4x75mm)</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R, 215 R_{max} = 8,9 cm 13000 rpm, 16816 RCF</p>	<p>12485 4x50 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-223e Pojemnik/Bucket: 13245, 13246, 13247, 13249, 13250 R_{max} = 13,8 cm 4000 rpm, 2468 RCF</p>

<p>12582 4x40 ml CPT</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-351,352 Pojemnik/Bucket: 13583 R_{max} = 15,8 cm 3200 rpm, 1809 RCF</p>	<p>12730 HU 24x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-65R Zawieszka/Hanger: 6x13483 R_{max} = 7,3 cm 14000 rpm, 16000 RCF *do wycofania z 65R</p>	<p>12768 HU bębnowy/drum 6kaset 20x0,4/0,2 ml 10x2/1,5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Kasety/cassettes: 14000, 14002 R_{max} = 7,0 cm 14500 rpm, 16454 RCF</p>	<p>12786 4x250 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13174, 13178, 13180, 13580 R_{max} = 16,9 cm 5000 rpm, 4724 RCF</p>	<p>12787 titracyjny/MTP</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Zawieszka/Hanger: 2x13286 R_{max} = 11,6 cm 4300 rpm, 2398 RCF</p>	<p>12788 titracyjny/MTP</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Zawieszka/Hanger: 4x13789 R_{max} = 15,8 cm 4000 rpm, 2826 RCF</p>
<p>12791 4xASTM</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13792 R_{max} = 18,5 cm 2500 rpm, 1292 RCF</p>	<p>12830 4x400 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13831, 13833, 13865, 13866 R_{max} = 18,5 cm 4500 rpm, 4188 RCF</p>	<p>12926 2x5 MTP (standard) 2x2 MTP (deepwell) Hmax=85mm</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: MPW-380 Pojemnik/Bucket: 13927 R_{max} = 14,0 cm 5700 rpm, 5058 RCF</p>			

13042Pojemnik/Bucket 2x50 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Probówka/Tube: **15050, 15052**

φ30x120

13044Zawieszka/Hanger 4x15 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13080**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,****13044c**Zawieszka/Hanger 4x15 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,****13045**Pojemnik/Bucket 50 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Probówka/Tube: **15051**

φ30x120

13080

Pojemnik/Bucket 15 ml

Wirówka/Centrifuge: **54, 56, 223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11101, 11107, 11140, 11141, 11145, 11210, 11217, 11237, 11253, 11453, 11454, 11456, 11465, 11486, 11487, 11501, 11502, 11740, 11741, 11745, 11784, 11785, 12193, 12436**
Zawieszka/Hanger: **13044, 13129, 13195(13080a), 13246, 13247**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119**

φ17x100/120

13081



Pojemnik/Bucket 10/6 ml

Wirówka/Centrifuge: **54, 56, 223b, 223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11101, 11107, 11140, 11141, 11145, 11210, 11217, 11237, 11253, 11453, 11454, 11456, 11465, 11486, 11487, 11501, 11502, 11740, 11741, 11745, 11784, 11785, 12193, 12331**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,**

φ17x70/85

13083Pojemnik/Bucket 10 ml
MonovetteWirówka/Centrifuge: **223b**
Wirnik/Rotor: **12331**
Wkładka/Adaptor: **14083**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,**

φ17x92

13129Zawieszka/Hanger 2x15 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13080**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,****13129c**Zawieszka/Hanger 2x15 ml
FalconWirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119, 15120, 15121, 15419,****13170**Pojemnik/Bucket 12x5 ml
MonovetteWirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Probówka/Tube: **15120, 15419,**

φ13x81

13174

Pojemnik/Bucket 250 ml

Wirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Wkładka/Adaptor: **14017, 14175, 14151-14160**
Probówka/Tube: **15015, 15017, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15115, 15119, 15120, 15175, 15176, 15419,**

φ62x107

13178Pojemnik/Bucket 250 ml
z gwintem/with threadWirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pokrywka/Lid: **17179**
Wkładka/Adaptor: **14017, 14175, 14151-14160**
Probówka/Tube: **15015, 15017, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15115, 15119, 15120, 15175, 15176, 15419,**

φ62x107

13178c

Pojemnik/Bucket 250 ml z pokrywką/with lid




φ62x107

Wirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pokrywka/Lid: **17179**
Wkładka/Adaptor: **14017, 14175, 14151-14160**
Probówka/Tube: **15015, 15017, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15115, 15119, 15120, 15175, 15176, 15419,**

13180

Pojemnik/Bucket 2x50 ml Falcon



φ30x120

Wirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Wkładka/Adaptor: **14089**
Probówka/Tube: **15050, 15052**

13182

Pojemnik/Bucket 100 ml




φ45x89

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Wkładka/Adaptor: **14024, 14181, 14186, 14187, 14188, 14189c, 14190c, 14192c, 14196**
Probówka/Tube: **15040, 15052, 15054, 15055, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15419, 15048**

13184

Pojemnik/Bucket 100 ml z gwintem/with thread



φ45x96

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Wkładka/Adaptor: **14024, 14181, 14186, 14187, 14188, 14189c, 14190c, 14192c, 14196**
Probówka/Tube: **15040, 15051, 15052, 15054, 15055, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15419, 15048**

13184c

Pojemnik/Bucket 100 ml z pokrywką/with lid




φ45x96

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Pokrywka/Lid: **17185**
Wkładka/Adaptor: **14024, 14181, 14186, 14187, 14188, 14189, 14189c, 14190c, 14192c, 14196**
Probówka/Tube: **15040, 15051, 15052, 15054, 15055, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15419, 15 051**

13195c

Zawieszka/Hanger 2x15 ml Falcon



Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119,**

13219

Zawieszka/Hanger na 1 płytkę titracyjną




85x130

Wirówka/Centrifuge: **223c, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12218**
Probówka/Tube: **15102**

13233

Pojemnik/Bucket 70 ml




φ57x66

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Wkładka/Adaptor: **14169, 14235, 14238, 14239, 14240, 14242**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15120, 15128, 15419,**

13245

Pojemnik/Bucket 5x5 ml




φ13,1x62

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**

13246c

Pojemnik/Bucket 4x10 ml



φ17x87

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15053, 15054, 15118, 15119**

13247c

Zawieszka/Hanger 2x15 ml



φ17x87

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119**

13249

Pojemnik/Bucket 50 ml z gwintem/with thread Falcon



φ30x99

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13249c

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon
z pokrywą



φ30x99

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**
Pokrywka/Lid: **17151**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13250

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon




φ30x96

Wirówka/Centrifuge: **223e**
Wirnik/Rotor: **12485**
Wkładka/Adaptor: **14248, 14089**
Probówka/Tube: **15050, 15052, 15055, 15117**

13265

Pojemnik/Bucket do systemu Arthrex ACP




φ27/45x120

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Probówka/Tube: **System Arthrex ACP**

13265c

Pojemnik/Bucket do systemu Arthrex ACP z pokrywą/with lid



φ27/45x120

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Pokrywka/Lid: **17265**
Probówka/Tube: **System Arthrex ACP**

13266

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon



φ30x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Wkładka/Adaptor: **14089, 14248**
Probówka/Tube: **15050, 15052, 15055, 15117**

13267

Pojemnik/Bucket 50 ml z gwintem/with thread
Falcon



φ30x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13267c

Pojemnik/Bucket 50 ml z pokrywą/with lid
Falcon



φ30x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12183**
Pokrywka/Lid: **17151**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13275

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon z gwintem/with thread



φ30x99

Wirówka/Centrifuge: **251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11211, 11213, 11254, 11780**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13275c

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon z pokrywą/with lid



φ30x99

Wirówka/Centrifuge: **251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11211, 11213, 11254, 11780**
Pokrywka/Lid: **17151**
Wkładka/Adaptor: **14248**
Probówka/Tube: **15052, 15055, 15117**

13276

Pojemnik/Bucket 50 ml
Falcon




φ30x96

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11211, 11213, 11254, 11333, 11744, 11746, 11780**
Wkładka/Adaptor: **14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248**
Probówka/Tube: **15050, 15052, 15055, 15117**

13286

Pojemnik/Bucket na 3-5 MTP(standard / MTP (deepwell))




85x130x60

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12285, 12787**
Probówka/Tube: **15102**

13307

Pojemnik/Bucket na 1-3 MTP(standard / MTP (deepwell))



85x130x60

Wirówka/Centrifuge: **351,352**
Wirnik/Rotor: **12451**
Probówka/Tube: **15102**

13329

Pojemnik/Bucket 30 ml




φ25,5x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
 Wirnik/Rotor: **11257, 11329, 11332, 11742, 11743**
 Wkładka/Adaptor: **14255, 14256**
 Probówka/Tube: **15046, 15048, 15053, 15054, 15118, 15119**

13437

Pojemnik/Bucket 200 ml



φ57x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
 Wirnik/Rotor: **12436**
 Wkładka/Adaptor: **14104, 14106, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14441, 14443, 14444, 14446, 14447a, 14449, 14450**
 Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15046, 15048, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15419, 15424**

13438

Pojemnik/Bucket 200 ml z gwintem/with thread




φ57x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
 Wirnik/Rotor: **12436**
 Wkładka/Adaptor: **14104, 14106, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14441, 14443, 14444, 14446, 14447a, 14449, 14450**
 Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15046, 15048, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15419, 15424**

13438c

Pojemnik/Bucket 200 ml z pokrywką/with lid



φ57x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
 Wirnik/Rotor: **12436**
 Pokrywka/Lid: **17111**
 Wkładka/Adaptor: **14104, 14106, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14441, 14443, 14444, 14446, 14447a, 14449, 14450**
 Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15046, 15048, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15419, 15424**

13483

Pojemnik/Bucket 4x2/1,5 ml



Wirówka/Centrifuge: **65R, 351,352**
 Wirnik/Rotor: **12464, 12730**
 Probówka/Tube: **15011, 15015, 15128**

13504

Pojemnik/Bucket butelki/bottles Babcock (Gerber 5406)



φ45x95

Wirówka/Centrifuge: **351**
 Wirnik/Rotor: **11503**
 Wkładka/Adaptor: **14505**
 Probówka/Tube:butelka/bottle **Babcock (Gerber 5406)**

13580

Pojemnik/Bucket 2x50 ml na próbki/for tubes szklane




φ35x100

Wirówka/Centrifuge: **380**
 Wirnik/Rotor: **12786**
 Probówka/Tube: **15116**

13583

Pojemnik/Bucket CPT 130 mm




φ45x116

Wirówka/Centrifuge: **351,352**
 Wirnik/Rotor: **12582**
 Wkładka/Adaptor: **14584**

13583c

Pojemnik/Bucket CPT 130 mm z pokrywką/with lid



φ45x116

Wirówka/Centrifuge: **351,352**
 Wirnik/Rotor: **12582**
 Pokrywka/Lid: **17185**
 Wkładka/Adaptor: **14584**













13587

Pojemnik/Bucket 85 ml Nalgene



φ38,5x90,5

Wirówka/Centrifuge: **351,352**
 Wirnik/Rotor: **11586**
 Wkładka/Adaptor: **14855, 14856**
 Probówka/Tube: **15050, 15052, 15067**

<p>13593 Pojemnik/Bucket 100 ml</p>  <p>φ45x94</p>	<p>13606 Zawieszka/Hanger CYTO</p> 	<p>13719 Pojemnik/Bucket 100 ml</p>  <p>φ45x96</p>	<p>13721 Pojemnik/Bucket 60 ml Orthokin II</p>  
<p>13789 Pojemnik/Bucket na 1-4 MTP(standard / MTP (deepwell)</p>  <p>85x130x60</p>	<p>13792 Pojemnik/Bucket na naczynia ASTM</p>  <p>φ32/62x142</p>	<p>13792c Pojemnik/Bucket na naczynia ASTM z pokrywką/with lid</p>  <p>φ32/62x142</p>	<p>13831 Pojemnik/Bucket prostokątny/rectangular</p>  <p>84x96x101</p>
<p>13831c Pojemnik/Bucket prostokątny/rectangular z pokrywką/with lid</p>  <p>84x96x101</p>	<p>13833 Pojemnik/Bucket okrągły/round 400 ml</p>  <p>φ85x103,5</p>	<p>13833c Pojemnik/Bucket okrągły/round 400 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ85x103,5</p>	<p>13831 Pojemnik/Bucket prostokątny/rectangular</p>

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Wkładka/Adaptor: **14181, 14186, 14187, 14188, 14189c, 14190c, 14192c, 14196**
Probówka/Tube: **15040, 15052, 15054, 15055, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15419,**

Wirówka/Centrifuge: **223c, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12271, 12452**
Wkładka/Adaptor: **16610**
Probówka/Tube: **15123**

Wirówka/Centrifuge: **251, 260, 351,352**
Wirnik/Rotor: **11718**
Wkładka/Adaptor: **14024, 14188, 14189c, 14190c, 14192c, 14196**
Probówka/Tube: **15040, 15050, 15052, 15055, 15115, 15116, 15117, 15118**

Wirówka/Centrifuge: **223es**
Wirnik/Rotor: **11720**
Probówka/Tube: **Orthokin II 60ml**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12788**
Probówka/Tube: **15102**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12791**
Wkładka/Adaptor: **14794, 14795**
Probówka/Tube: **15796, 15797**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12791**
Pokrywka/Lid: **17792**
Wkładka/Adaptor: **14794, 14795**
Probówka/Tube: **15796, 15797**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Wkładka/Adaptor: **14175, 14793, 14836, 14837, 14838, 14839, 14840, 14841, 14842, 14844, 14860, 14862**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15175, 15176, 14176, 15419, 15424,**


Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pokrywka/Lid: **17832**
Wkładka/Adaptor: **14175, 14793, 14836, 14837, 14838, 14839, 14840, 14841, 14842, 14844, 14860, 14862**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15175, 15176, 15419, 15424,**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Wkładka/Adaptor: **14175, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849, 14850, 14851, 14853, 14854, 14859, 14861**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15175, 15176, 15419, 15424, 15440**

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pokrywka/Lid: **17834**
Wkładka/Adaptor: **14175, 14845, 14846, 14847, 14848, 14849, 14850, 14851, 14853, 14854, 14859, 14861**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15016, 15040, 15046, 15048, 15050, 15052, 15053, 15054, 15055, 15056, 15115, 15116, 15117, 15118, 15119, 15120, 15128, 15175, 14176, 15419, 15424, 15440**

13865


Pojemnik/Bucket 7x50 ml
Falcon



Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Probówka/Tube: **15052**

13866

Pojemnik/Bucket 6x50 ml
Falcon



Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Probówka/Tube: **15052**

13080a


Pojemnik/Bucket















Wirówka/Centrifuge: **54, 56, 223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11101, 11107, 11140, 11141, 11145, 11210, 11217, 11237, 11253, 11453, 11454, 11456, 11465, 11486, 11487, 11740, 11741, 11745, 11784, 11785, 12193, 12436**
Zawieszka/Hanger: **13044, 13129, 13195(13080a), 13246, 13247**
Wkładka/Adaptor: **14082**
Probówka/Tube: **15048, 15050, 15053, 15054, 15118, 15119**

13927c

Pojemnik/Bucket
5 MTP (standard)
2 MTP (deepwell)
Hmax=85mm



Wirówka/Centrifuge: **MPW-380**
Wirnik/Rotor: **12926**
Probówka/Tube: **15102**

<p>14000 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 20x0,4/0,2 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 260, 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 12172, 12768 Probówka/Tube: 15125</p>	<p>14002 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 10x1,5/2 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 260, 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 12172, 12768 Probówka/Tube: 15011, 15015, 15128</p>	<p>14017 podkładka pod butelki/insert for bottles 250 ml okrągłodenne</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 12177, 12786, 11777 Pojemnik/Bucket: 13174, 13178 Probówka/Tube: 15017</p> <p>φ62</p>	<p>14024 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 15 ml Falcon</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 223e,251,260 Wirnik/Rotor: 12183 Pojemnik/Bucket: 13182, 13184, 13719 Probówka/Tube: 15050</p> <p>φ44,5/17x120</p>
<p>14035 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 14 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352 Wirnik/Rotor: 11469, 11775, 11211, 11213 Pojemnik/Bucket: 13276 Probówka/Tube: 15046</p> <p>φ28,5/17x105</p>	<p>14036 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 11469, 11773, 11775, 11211, 11213 Pojemnik/Bucket: 13276 Probówka/Tube: specjalna (φ13,5x92mm)</p> <p>φ28,5/14x92</p>	<p>14043 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 11457, 11776, 11211, 11213 Pojemnik/Bucket: 13276 Probówka/Tube: 15419</p> <p>φ29/13x85</p>	<p>14047 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 11466, 11770 Probówka/Tube: 15419</p> <p>φ16,8/13x85</p>
<p>14071 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 30 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 11457, 11776, 11211, 11213 Pojemnik/Bucket: 13276 Probówka/Tube: 15055, 15117</p> <p>φ30/25x102</p>	<p>14072 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 50 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351e, 351,352 Wirnik/Rotor: 12436 Pojemnik/Bucket: 13437, 13438 Probówka/Tube: 15116</p> <p>φ56,5/35x100</p>	<p>14073 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 10 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 351,352, 380 Wirnik/Rotor: 11457,11776 Probówka/Tube: 15053, 15118</p> <p>φ29/17x100</p>	<p>14082 Wkładka/Adaptor na probówki/for tubes 7/5 ml</p>  <p>Wirówka/Centrifuge: 54, 56, 223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380 Pojemnik/Bucket: 13080, 13080a, 13081 Probówka/Tube: 15054, 15119, 15419, 15120</p> <p>φ17,6/13,3</p>

14083

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
4,9 ml



φ17,6/13,3

Wirówka/Centrifuge: **223b**
Pojemnik/Bucket: **13083**

14084

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
0,5 ml



φ11/8

Wirówka/Centrifuge: **55, 56, 65R, 215, 251, 260, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11198, 11199, 11202, 11202a, 11204, 11204a, 11259, 11461, 11462, 11717, 11731, 11732, 11735, 11738, 11739, 11761, 11762, 11763, 11769, 11779**
Probówka/Tube: **15127**

14089

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
15 ml Falcon



φ29/17x120

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11457, 11776, 11780**
Pojemnik/Bucket: **13042*, 13180*, 13250, 13266, 13267, 13276, 13593*, 13719***
Probówka/Tube: **15050**

*-istnieje możliwość w razie potrzeby

14104

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
100 ml



φ56,5/45,5x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15115**

14106

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7x7 ml



φ56,5/13,5x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15054, 15119**

14108

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **7x10 ml niska(short)**




φ56,5/17,1x75

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**

14109

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7x5 ml niska(short)




φ56,5/13,5x75

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15120, 15419**

14110

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7x15/10 ml




φ56,5/17,1x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15046*, 15048*, 15118**

14111

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **5x15 ml**




φ56,5/16x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15048*, 15053, 15118**

*-warunkowo tylko do 13437 i 13438 bez pokrywki

14112

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
3x30/



φ56,5/25,5x102

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15055, 15117**

14113

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
50 ml Falcon



φ56,5/30x120

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15052**

14126

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
0,4 ml



φ11/5,8x46

Wirówka/Centrifuge: **65R, 215, 251, 260, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11198, 11199, 11259, 11461, 11462, 11717, 11731, 11732, 11735, 11738, 11739, 11762, 11763, 11769, 11779**
Probówka/Tube: **15124**

14133

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
0,2 ml



φ10,8/6,2x21

Wirówka/Centrifuge: **55, 56, 65R, 215, 251, 260, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11198, 11199, 11202, 11202a, 11204, 11204a, 11259, 11461, 11462, 11717, 11731, 11732, 11735, 11738, 11739, 11762, 11763, 11769, 11779**
Probówka/Tube: **15125**

14134

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
0,2 ml



φ7,8/6,2x21

Wirówka/Centrifuge: **55, 56, 65R, 215, 351,352**
Wirnik/Rotor: **11203, 11203a, 11460, 11733**
Probówka/Tube: **15125**

14149

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
4 ml płaskodenna/flat-
bottom



φ16,8/14

Wirówka/Centrifuge:
351,352
Wirnik/Rotor: **11459**

14151

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
100 ml



φ61/46x100

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15115**

14152

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
50 ml



φ61/30x120

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15052**

14153

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
5x15 ml Falcon




φ61/17x120

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15050**

14154

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
9x5 ml
(hermetyczny/hermetic)




φ61/13,5x85

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **Vacurette**

14155

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **12x7/5**
ml (typ otwarty)



φ61/13x100

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15054, 15119, 15120, 15419**

14156

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
8x15/10
ml(hermetyczny/hermetic)



φ61/17x113

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15046, 15048, 15118**

14157

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
4x15 ml
(okrągłodenna/round-
bottom)




φ61/17x120

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15053, 15118, TechnoPlasticProducts AG nr kat. 91106**

14158

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
12x2,0/1,5 ml



φ61/11x43

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15128**

14159

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
50 ml



φ45/35,5x100

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **12177, 12786, 12830**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178, 13831, 13833**
Wkładka/Adaptor: **14151, 15841, 14850**
Probówka/Tube: **15116**

14160

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
3x30/25ml



φ61/25,5x100

Wirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **12177, 12786**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178**
Probówka/Tube: **15055, 15056, 15117**

14169

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
8x4 ml




φ56/13,5x81

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **15120, 15419, Monovette**

14175

podkładka pod
butelki/insert for bottles
250 ml




φ62

Wirówka/Centrifuge: **351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11177, 12177, 12786, 12830**
Pojemnik/Bucket: **13174, 13178/c**
Probówka/Tube: **15175, 15176**

14181

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes **5x7 ml**




φ44,5/12,5x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593**
Probówka/Tube: **15119**

14186

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
4x7 ml




φ44,5/13,1x112

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184/c, 13593**
Probówka/Tube: **15054, 15119, 15120, 15419**

14187

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
4x15/10 ml




φ44,5/16,5x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184/c, 13593**
Probówka/Tube: **15118 (korek max φ17,8 x100)**

14188

podkładka pod probówki
100/50/30/25 ml



φ44,5

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Wkładka/Adaptor: **14841, 14850**
Probówka/Tube: **15052, 15115, 15116, 15117**

14189

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
50 ml Falcon



φ44,5/30x120

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15052**

14189c

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
50 ml Falcon




φ44,5/30x120

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15052**

14190

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
30 ml



φ44,5/25,5x102

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15055, 15117**

14190c

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
30 ml



φ44,5/25,5x102

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15055, 15117**

14192

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
50 ml



φ44,5/35,5x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **150116**

14192c

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
50 ml



φ44,5/35,5x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **150116**

14196

podkładka pod próbówki
PP 100 ml



φ44,5

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12183, 11718, 12436**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13184, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15040**

14224


Wkładka/Adaptor na/for
próbówki/tubes
płaskodenne/flat-bottom
30ml



Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351, 352**
Wirnik/Rotor: **12183, 12436, 11718**
Pojemnik/Bucket: **13182, 13593, 13719**
Probówka/Tube: **15055, 15056, 15222, 15223,**

14235

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
12x5 ml



φ56,5/12,5x85

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **15120, 15419**

14238

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7x10 ml (niska(short))




φ56,5/17x91

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **Monovette**

14239

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7x5 ml (niska(short))



φ56,5/13,5x91

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **Monovette**

14240

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
9x2,0/1,5 ml



φ56,5/11x41,2

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15128**

14242

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **12x1,2 ml S-Monovette**
(niska/short)



φ56,5/9x82,3

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260**
Wirnik/Rotor: **12232**
Pojemnik/Bucket: **13233**
Probówka/Tube: **15016**

14248

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **30/25 ml**



φ29,8/26x102

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352, 380**
Wirnik/Rotor: **11211, 11213, 11254, 11333, 11744, 11746, 11780, 12183, 12485**
Pojemnik/Bucket: **13249, 13250, 13266, 13267, 13275, 13276**
Probówka/Tube: **15055, 15117**

14255

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
7 ml



φ25/13x100

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **11257, 11332, 11742, 11743**
Pojemnik/Bucket: **13329**
Probówka/Tube: **15054, 15119**

14256

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **15/10 ml**




φ25/17x113

Wirówka/Centrifuge: **223e, 251, 260, 351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **11257, 11332, 11742, 11743**
Pojemnik/Bucket: **13329**
Probówka/Tube: **15046, 15048, 15053, 15118**

14441

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **12x7/6 ml**



φ56,5xφ12,3x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15119**

14443

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
2x25 ml




φ56,5/25,5x100

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15055, 15117**

14446

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
12x5 ml



φ56,5/12,5x85

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15120, 15419**

14447a

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **12x1,2**
ml S-Monovette



φ56,5/9x82,3

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438/c**
Probówka/Tube: **15016**

14449

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **4x12**
ml Monovete



φ56,5/17,1x105

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15046, 15053, 15118**

14450

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
9x2,0/1,5 ml




φ56,5/11x41,2

Wirówka/Centrifuge: **351e, 351,352**
Wirnik/Rotor: **12436**
Pojemnik/Bucket: **13437, 13438**
Probówka/Tube: **15011, 15015, 15128**

14505


Wkładka/Adaptor na/for
butelki/bottles **Babcock**
(Gerber 5406)



Wirówka/Centrifuge: **351**
Wirnik/Rotor: **11503**
Pojemnik/Bucket: **13504**
Probówka/Tube:
butelka/bottles **Babcock**
(Gerber 5406)

**14584**

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **4xCPT**
(φ16x130 mm)




φ44,5/16x130

Wirówka/Centrifuge:
351,352
Wirnik/Rotor: **12582**
Pojemnik/Bucket: **13583**
Probówka/Tube: **CPT**
(φ16x130)

14793

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes **13x15**
ml Falcon



83x95/φ17x120

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15054, 15119, 15120, 15419**

Wkładka/Adaptor do próbek z
korkiem max φ21.

14794

Wkładka/Adaptor na
naczynia
ASTM długości 160 mm



Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12791**
Pojemnik/Bucket: **13792/c**
Probówka/Tube: **15797**

14795


Wkładka/Adaptor na
naczynia
ASTM dł./length 167 mm



Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12791**
Pojemnik/Bucket: **13792/c**
Probówka/Tube: **15796**

14836

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
24x5/6,7 ml



83x95/φ13,1x100


Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15054,**
15119, 15120, 15419

Wkładka do probówek z korkiem
max φ15 dł 120.

Adaptor for tubes with cap max
φ15 dl/length 120.

14837

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
16x15/10/6 ml




83x95/φ17x113

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15046,**
15048, 15053, 15118, 15121

14838

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes **12x15**
ml Falcon



83x95/φ17x120


Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15050**

Wkładka/Adaptor do probówek z
korkiem max φ23.

Adaptor for tubes with cap max
φ23.

14839

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
8x30 ml




83x95/φ26x102

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15055,**
15056, 15117, 15424

14840

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
5x50 ml Falcon




83x95/φ30x120

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15052**

14841

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes **2x100**
ml




83x95/φ45x103

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15040,**
15115

14842

Wkładka/Adaptor na
butelki/for bottles
250 ml




83x95/φ62x135

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Wkładka/Adaptor: **14017,**
14175
Probówka/Tube: **15017,**
15175, 15176

14844

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
26x2,0/1,5 ml




83x95/φ11x41,2

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15011,**
15015, 15128

14845

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
18x5 ml




φ84/φ13,5x95

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15054,**
15119, 15120, 15419

14846

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
12x15/10 ml




φ84/φ17x113

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15046,**
15048, 15053, 15118, 15121

14847

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes **12x15**
ml Falcon




φ84/φ17x120

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15050**

14848

Wkładka/Adaptor na
probówki/for tubes
5x30




φ84/φ26x102

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15055,**
15056, 15117, 15424

14849

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
4x50 ml Falcon




φ84/φ30x120

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15052**

14850

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
100 ml




φ84/φ45x103

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15040,**
15115

14851

Wkładka/Adaptor na
butelki/for bottles
250 ml




φ84/φ62x135

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Wkładka/Adaptor: **14017,**
14175
Probówka/Tube: **15017,**
15175, 15176

14853

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
24x2,0/1,5 ml




φ84/φ11x41,2

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15011,**
15015, 15128

14854

Wkładka/Adaptor na
butelki/for bottles
200 ml



φ84/φ57x113

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15440**

14855

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
50 ml Falcon



φ38/φ30x120

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **11778, 11586**
Pojemnik/Bucket: **13587**
Probówka/Tube: **15052**

14856

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
15 ml Falcon




φ38/φ17x120

Wirówka/Centrifuge:
351,352, 380
Wirnik/Rotor: **11778, 11586**
Pojemnik/Bucket: **13587**
Probówka/Tube: **15050**

14859

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
3x50 ml szklane




φ84/φ35x100

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15116**

14860

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
28x1,2 ml S-Monovette




83x95/φ9x82,3

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15016**

14861

Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
24x1,2 ml S-Monovette




φ38/φ9x82,3

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13833**
Probówka/Tube: **15016**

14862




























Wkładka/Adaptor na
próbówki/for tubes
25x5 ml




















83x95/φ13,1x100

Wirówka/Centrifuge: **380**
Wirnik/Rotor: **12830**
Pojemnik/Bucket: **13831**
Probówka/Tube: **15119,**
15120, 15419, 15054










Wkładka/Adaptor do probówek z
korkiem max φ15 dł 110.

<p>15011 Probówka/Tube PP 2 ml okrągłodenna/round- bottom</p>  <p>φ10,8x40mm</p>	<p>15015 Probówka/Tube PP 2 ml dno stożkowe</p>  <p>φ10,8x41,2mm</p>	<p>15016 Probówka/Tube PP 1,2 ml s-Monovette</p>  <p>φ8,8/13,3x82,3mm</p>	<p>15017 Butelka/Bottle PC 250 ml okrągłodenna/round- bottom</p>  <p>φ61x126mm (z podkt./inc. insert)</p>	<p>15040 Probówka/Tube PP 500 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ44,7/47x103,7mm</p>	<p>15046 Probówka/Tube PP 14 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ16,8/17,7x113,7mm</p>	<p>15048 Probówka/Tube PP 15 ml NALGENE</p>  <p>φ16x113mm</p>	<p>15050 Probówka/Tube PP 15 ml typu FALCON (Sarstedt) z pokrywką/with lid</p>  <p>φ17/21x120mm</p>	<p>15051 Probówka/Tube PP 50 ml NALGENE</p>  <p>φ28,8x106,7mm</p>
<p>15052 Probówka/Tube PP 50 ml FALCON z pokrywką/with lid</p>  <p>φ29,5/34x117mm</p>	<p>15053 Probówka/Tube PP 10 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ16/19x100mm</p>	<p>15054 Probówka/Tube PP 6 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ11,7/13,5x95mm</p>	<p>15055 Probówka/Tube PP 30 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ24,9x103mm</p>	<p>15056 Probówka z PC 30 ml z pokrywką/with lid NALGENE</p>  <p>φ25,5x94mm</p>	<p>15067 Probówka z PC 85 ml z pokrywką/with lid NALGENE</p>  <p>φ37,8x106mm</p>	<p>15098 Zatyczki do kapilar/ Stopper for capillary tube</p> 	<p>15100 Kapilary szklane/Glass capillary tubes heparynowane/hepariniz ed</p>  <p>1,4x75mm, 37μl</p>	<p>15101 Kapilary szklane/Glass capillary tubes heparynowane/hepariniz ed</p>  <p>1,3x50mm, 19μl</p>
<p>15102 Płytki titracyjne/MTP z pokrywką/with lid plate</p>  <p>85,5x127mm</p>	<p>15115 Probówka szklana/Tube (glass) 100 ml</p>  <p>φ45x100mm</p>	<p>15116 Probówka szklana/Tube (glass) 50 ml</p>  <p>φ35x100mm</p>	<p>15117 Probówka szklana/Tube (glass) 25 ml</p>  <p>φ25x100mm</p>	<p>15118 Probówka szklana/Tube (glass) 10 ml</p>  <p>φ16x100mm</p>	<p>15119 Probówka szklana/Tube (glass) 7 ml</p>  <p>φ12x100mm</p>	<p>15120 Probówka szklana/Tube (glass) 5 ml</p>  <p>φ12x75mm</p>	<p>15121 Probówka/Tube PP 10 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ17/19x70mm</p>	<p>15122 Probówka PCR szeregowo/Tube PCR stripe 8x0,2 ml</p>  <p>φ6x21mm</p>

<p>15123 Probówka/Tube PP 2,2 ml z pokrywką/with lid do wkładek CYTO</p>  <p>φ10,8x43mm</p>	<p>15124 Probówka/Tube PP 0,4 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ5,7x46mm</p>	<p>15125 Probówka/Tube PP 0,2 ml PCR</p>  <p>φ6x21mm</p>	<p>15127 Probówka/Tube PP 0,5 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ7,8x30mm</p>	<p>15128 Probówka/Tube PP 1,5 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ10,8x39mm</p>	<p>15130 Probówka PCR szeregową/Tube PCR stripe 8x0,2 ml</p>  <p>φ6x21mm</p>	<p>15131 Probówka PCR szeregową/Tube PCR stripe 4x0,2 ml</p>  <p>φ6x21mm</p>	<p>15175 Butelka/Bottle PP 250 ml HEROLAB 253421</p>  <p>φ61x126mm (z podkł./inc. insert)</p>	<p>15176 Butelka/Bottle PC 250 ml HEROLAB 253401</p>  <p>φ61x126mm (z podkł./inc. insert)</p>
<p>15222 Probówka/Tube 30ml PP</p>  <p>φ25,1/31x94mm</p>	<p>15223 Probówka/Tube 30ml PS</p>  <p>φ25,1/31x94mm</p>	<p>15419 Probówka/Tube PP 5 ml z korkiem / with cap</p>  <p>φ12x85mm</p>	<p>15424 Probówka/Tube PP 30 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ25,5x94mm</p>	<p>15440 Probówka/Tube PP 200 ml z pokrywką/with lid</p>  <p>φ56,5x113mm</p>	<p>15796 Pojemnik/Bucket szklany/glass ASTM dł./length 167 mm</p> 	<p>15797 Pojemnik/Bucket szklany/glass ASTM dł./length 160 mm</p> 	<p>15852 Butelka/Bottle 400 ml</p>  <p>φ85x135mm</p>	








Herolab – próbki i butelki

Herolab – tubes and bottles

Nr kat.	Nazwa wyrobu (cennik)	Wchodzi do: MPW -	Poj. nom. (ml)	Poj. fakt. (ml)	Wymiary (mm)	Materiał	RPM (max.)	RCF (max.)	Ilość w op.	
Cat. No.	Name (price list)	Fits in: MPW -	Nominal Vol. (ml)	Filling Vol. (ml)	Dimensions (mm)	Material and Form	tested	tested	Units per pack	
25 32 41	80ml PC - kpl./set (10 szt./pcs)	351, 380	80	73,1	35 x 105	PC - AOR	20,000	50,086	10	
25 32 21	50 ml PF- kpl./set (2 szt./pcsi)	223e, 251, 260, 351, 380	50	42,6	29 x 103	PF - AOR	18,000	39,121	2	
25 29 61	30ml PPCO - kpl./set (10 szt./pcs)	223e, 251, 260, 351, 351e, 380	30	25,9	25 x 92	PPCO(PA) - AOR	24,000	64,397	10	
25 22 30	4,5 ml PP-RB - kpl./set (1000 szt./pcs)	54, 56, 223e, 251, 260, 351, 351e, 380	4,5	4,5	12 x 75	PP – RB	20,000	36,000	1000	
25 33 30	100 ml PP-RB - kpl./set (10 szt./pcs)	223e, 251, 260, 380	100	110	40 x 115	PC-RB/G	6,000	5,635	10	
25 29 51	30 ml PC-AOR WITH SCREW CAP - kpl./set (10 szt./pcs)	223e, 251, 260, 351e, 351, 380	30	27,9	25 x 92	PC - AOR	24,000	64,397	10	
25 24 51	10 ml PF-AOR WITH SCREW CAP - kpl./set (2 szt./pcs)	54, 56, 223e, 251, 260, 351e, 351, 380	10	9,4	16 x 80	PF - AOR	20,000	40,250	2	
25 24 11	10 ml PPCO-AOR WITH SCREW CAP - kpl./set (10 szt./pcs)	54, 56, 223e, 251, 260, 351, 351e, 380	10	8,9	16 x 80	PPCO(PA) - AOR	24,000	57,960	10	
25 46 00	pokrywa do 50 ml PP - kpl./set (10 szt./pcs)	351, 380	cap		do 50 ml for 50 ml	PP			10	

Herolab – próbówki i butelki

Herolab – tubes and bottles

25 10 20	5 ml B (szkło) - kpl./set 10 szt./pcs	223e,251,260,351e, 351, 380	5	4,8	12 x 75	Borex Glass, RB	5,000	6,000* horizont	10	
25 11 10	30 ml B (szkło) - kpl./set (10 szt./pcs)	223e, 251, 260, 351, 351e, 380	30	25	24 x 105	Borex Glass, RB	5,000	12,500 * horizont	10	
25 22 00	5 ml PS-RB - kpl./set (1000 szt./pcs)	54, 56, 223e, 251, 260, 351, 351e, 380	5	4,5	12 x 75	PS - RB	5,000	2,500	1000	
25 34 21	250 ml PPCO-FB WITH SCREW CAP - kpl./set (6 szt./pcs)	351, 380	250	225,1	62 x 122	PPCO - FB	14,400	33,847	6	
25 33 73	200ml PPCO FB WITH SCREW CAP - kpl./set (6 szt./pcs)	351, 351e, 380	200	168,4	56 x 112	PP – FB/W	10,000	16,323	6	
25 31 60	50 ml PPCO RB/FL - kpl./set (10 szt./pcs)	223e, 251, 260,351,380	50	42,1	29 x 103	PPCO – RB / FL	24,000	69,549	10	
25 32 49	80 ml PF - kpl./set (2 szt./pcsi)	351, 380	80	73	38 x 105	PF - AOR	15,000	28,174	2	

AB—Cellulose Acetate Butyrate, **PY**—Pyrex®, **PC**—Polycarbonate, **PP**—Polypropylene, **PS**—Polysulfone, **PA**—Polyallomer, **PF** - Polyflor, **CO**—Corex® Glass, **RB** - okrągłodenna, **FB** - płaskie dno, **FL** - Flange/Rim